


WatchPAT™ 300

Λίστα Ελέγχου Μελέτης

1 Τοποθέτηση μπαταρίας

- ΒΑφαιρέστε την συσκευή WatchPAT από το λουρί καρπού απελευθερώνοντας πρώτα την αριστερή πλευρά του λουριού (αυτό με το υψηλότερο άκρο).
- Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας και αντικαταστήστε τη μπαταρία με νέα μπαταρία μιας χρήσης (ή πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη) AAA. Η κατεύθυνση του '+' και του '-' απεικονίζεται στο καπάκι της μπαταρίας και μέσα στη θήκη.
- Κλείστε τη θήκη μπαταρίας

2 Λειτουργία εκκίνησης συσκευής

- Συνδέστε τη θύρα USB της συσκευής WatchPAT στη θύρα USB του υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.
- Εκκινήστε το πρόγραμμα «zzzPAT».
- Προεπιλεγμένος Κωδικός Σύνδεσης και Κωδικός Πρόσβασης:
 Κωδικός Σύνδεσης: 111
 Κωδικός Πρόσβασης: 111
- Επιλέξτε «File > New Study» ή επιλέξτε το εικονίδιο 
- Συμπληρώστε τα στοιχεία του ασθενή.
- Αποθηκεύστε τα δεδομένα στο WatchPAT.
- Τοποθετήστε το WatchPAT στο λουρί καρπού πρώτα από τη δεξιά πλευρά και μετά πιέζοντας την αριστερή πλευρά (σύμφωνα με τον απεικονισμένο προσανατολισμό στο πλαίσιο υποδοχής) έως ότου ακουστεί κλικ.

WatchPAT™ 300

Λίστα Ελέγχου Μελέτης (συνέχεια)

3 Οξύμετρο uPAT


- Αντικαταστήστε το οξύμετρο uPAT – Συνδέστε ένα νέο.
- Για να προστατεύσετε το καλώδιο σύνδεσης οξυμέτρου, συνιστάται να καθαρίζετε και να αποθηκεύετε τη συσκευή με το οξύμετρο συνδεδεμένο σε αυτήν.

4 ΣΑισθητήρας ροχαλητού και θέσης σώματος ή αισθητήρας αναπνευστικής προσπάθειας, ροχαλητού και θέσης σώματος (SBP/RESBP)

(Προαιρετικό – εάν δεν χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα, παραλείψτε το βήμα 5)

- Ακουμπήστε το αυτοκόλλητο στη μπλε πλευρά του αισθητήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος στη συσκευή WatchPAT.


5 Δοκιμή συσκευής WatchPAT πριν από τη μελέτη

- Πιέστε το κουμπί  (κεντρικό κουμπί) επί 2 δευτερόλεπτα, έως ότου εμφανιστεί το λογότυπο Itamar Medical στην οθόνη.
- Περιμένετε έως ότου εξαφανιστεί το λογότυπο και πιέστε τα κουμπιά LEFT + RIGHT (ΔΕΞΙΑ + ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο (δείτε την εικόνα παρακάτω).

WatchPAT™ 300

Λίστα Ελέγχου Μελέτης (συνέχεια)

5 Δοκιμή συσκευής WatchPAT πριν από τη μελέτη

- Επιλέξτε τη Δοκιμή Συσκευής πιέζοντας το πλήκτρο 
- Μια ένδειξη «TEST PASSED» δείχνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για τη μελέτη νύχτας.



- «TEST FAILED». Κοιτάξτε το μήνυμα σφάλματος και διορθώστε τη συσκευή WatchPAT ανάλογα.
- Εκτελέστε τη δοκιμή πάλι.

Ολοκλήρωση της δοκιμής της συσκευής:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί BACK (ΠΙΣΩ)
2. Κάντε κλικ στο κουμπί RIGHT (ΔΕΞΙΑ) για να κατεβείτε στο «end testing».
3. Κάντε κλικ στο Κεντρικό κουμπί για να ολοκληρώσετε τη δοκιμή.

WatchPAT™ 300

Έντυπο Οδηγιών Ασθενή

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια εξάσκησης. Ο ασθενής ΔΕΝ πρέπει να βάλει το δάχτυλο μέσα στο οξύμετρο.

1 Βίντεο εξάσκησης ασθενή

- Δείτε το βίντεο εξάσκησης ασθενή
- Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.watchpat-howtouse.com

2 Συνθήκες

- ΑΠροορίζεται για δοκιμή/τεστ δαχτύλου (εάν ο δείκτης σας είναι πολύ μεγάλος για το οξύμετρο, μπορείτε να επιλέξετε το μικρό δάχτυλο).
- Αφαιρέστε κοσμήματα (ρολόι, δαχτυλίδια κλπ.)
- Κόψτε νύχια.
- Κόψτε ακρυλικά νύχια, αποφύγετε λάκα νυχιών.
- Αποφύγετε τη χρήση κρέμας χεριών.

3 Πότε να εφαρμόζεται

- Μόνο όταν είστε έτοιμος/η να πάτε για ύπνο.
- Αποφύγετε την επαφή με νερό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά..

4 Οδηγός

- Δείτε τον Οδηγό Βήμα προς Βήμα

WatchPAT™ 300

Έντυπο Οδηγιών Ασθενή (συνέχεια)

5 Συσσκευή

- Βγάλτε τη συσκευή από τη θήκη και επιδείξτε πως εφαρμόζεται στο χέρι.

6 Ενιαίος αισθητήρας SBP/RESBP (Προαιρετικός)

- Ακουμπήστε τον αισθητήρα SBP/RESBP στο στήθος ακριβώς κάτω από στερνική εγκοπή.
- Η στερνική εγκοπή είναι ένα μικρό σημείο σχήματος U όπου τα κλειδοκόκαλα συναντούν την κορυφή του οστού του στήθους.
- Ασφαλίστε τον με ιατρική ταινία.





7 Οξύμετρο

- Εφαρμόστε στο δείκτη (εάν είναι πολύ μεγάλος – στο μικρό δάχτυλο).
 - ΜΗΝ αφαιρείτε το γλωσσίδιο προτού βάλετε το δάχτυλο.
 - Δείτε τη θέση του γλωσσιδίου TOP.
 - ΜΗΝ περιστρέψετε ή αφαιρείτε το οξύμετρο μετά την τοποθέτησή του στο δάχτυλο.
 - ΜΗΝ ξεχάσετε να αφαιρέσετε το γλωσσίδιο, προτού αρχίσετε τη δοκιμή,
- Αποσπάστε και τραβήξτε το γλωσσίδι πιέζοντας την άκρη του οξυμέτρου σε σκληρή επιφάνεια (θήκη WatchPAT, τραπέζι, κλπ.) έως ότου αφαιρεθεί το γλωσσίδι εντελώς από το οξύμετρο.
- Ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί ελαφριά πίεση στο δάχτυλο – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ.

WatchPAT™ 300

Έντυπο Οδηγιών Ασθενή (συνέχεια)

8 Ενεργοποίηση

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή αμέσως μετά την εφαρμογή.
- Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη .
- Εάν εμφανιστεί η ένδειξη , καλέστε το Γραφείο Βοήθειας της Itamar Medical.

9 Το πρωί

- Η συσκευή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να απενεργοποιηθεί.
- Αφαιρέστε τους αισθητήρες.
- Αφαιρέστε τη συσκευή.
- Τοποθετήστε την στη θήκη WatchPAT μαζί με τον

10 Εξάσκηση Ασθενή

- Καθοδηγήστε τον ασθενή να εξασκήσει τα παραπάνω βήματα.
- Διορθώστε τον ασθενή εάν χρειαστεί.


WatchPAT™ 300

Φόρτωση των δεδομένων της νυχτερινής μελέτης στο λογισμικό zzzPAT


1 Απενεργοποίηση της συσκευής

- Συνδέστε τη συσκευή WatchPAT στον υπολογιστή με το καλώδιο USB της συσκευής WatchPAT.

2 Φόρτωση και ανάλυση μελέτης

- Εκκινήστε το zzzPAT:
- Κωδικός σύνδεσης: 111
Κωδικός πρόσβασης: 111
- Επιλέξτε «load study and analyze» 

3 Αναφορά ύπνου

- Επιλέξτε «Sleep report» 

Κριτήρια εξαιρέσεως

- ΗΧρήση ενός από τα ακόλουθα φάρμακα: άλφα παρεμποδιστές, νιτρώδεις ταχείας δράσεως (λιγότερες 3 ώρες πριν από τη μελέτη).
- Μόνιμος βηματοδότης: κολπικός βηματοδότης ή VVI χωρίς ρυθμό κόλπου.
- Διατηρούμενες* μη-κολπικές καρδιακές αρρυθμίες.
- Η συσκευή WP300 δεν ενδείκνυται για παιδιά που ζυγίζουν λιγότερα από 30 κιλά (65 lbs).

*Σε περίπτωση ασθενή με συσσωρευμένο χρόνο τακτικών διαστημάτων R-R μικρότερο της 1,5 ώρας, το σύστημα WatchPAT δεν θα έχει επαρκές έγκυρο σήμα όπως απαιτείται για να δημιουργήσει αναφορά ύπνου.

WatchPAT™ 300

Αποστολή μελετών στη εταιρεία Itamar

1 Επιλογή 1: Αποστολή μελέτης από τη βάση δεδομένων zzzPAT:

- Τα στοιχεία του ασθενή δεν θα μεταφερθούν με την μελάτη ύπνου.
 - Εμφανίστε τη μελέτη που θέλετε να στείλετε στην οθόνη zzzPAT.
 - Επιλέξτε Help> Prepare and Send Study to Itamar Medical.
 - Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
- Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε όλα τα στοιχεία και το λόγο που στέλνετε το αρχείο.
 - Επιλέξτε "Send current open study".
 - Επιλέξτε "Send".
 - Επιλέξτε "Save" εάν ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος στο Ίντερνετ

2 Αποστολή μελέτης από τη συσκευή WatchPAT

- Συνδέστε τη θύρα USB της συσκευής WatchPAT στο υπολογιστή.
- Επιλέξτε Help> Prepare and Send Study to Itamar Medical.
- Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία
- Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε το λόγο που στέλνετε το αρχείο
 - Επιλέξτε "Send study from WatchPAT".
 - Επιλέξτε "Send" εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο Ίντερνετ

WatchPAT™ 300

- Επιλέξτε "Save" εάν ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος στο Ίντερνετ.

Εάν ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος στο Ίντερνετ, καλέστε την υποστήριξη Itamar για να συντονίσετε τη μεταφορά του αρχείου.

Οδηγίες καθαρισμού

1 Συσσκευή WatchPAT

- Καθαρίστε με πανί χωρίς χνούδι ελαφρά υγρό με 70% αιθυλική αλκοόλη ή ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA).
- Καθαρίστε τη συσκευή WatchPAT™ μόνο όταν το οξύμετρο uPAT είναι συνδεδεμένο (για να προστατεύονται τα συνδετικά καλώδια του uPAT).

2 Θήκη και Λουρί καρπού

- Καθαρίστε με πανί χωρίς χνούδι ελαφρά υγρό με 70% αιθυλική αλκοόλη ή ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA).

3 Ενιαίος αισθητήρας SBP/RESBP

- Καθαρίστε με πανί χωρίς χνούδι ελαφρά υγρό με 70% αιθυλική αλκοόλη ή ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA).



Θήκη μεταφοράς

Αριθμοί ατελούς κλήσης Itamar

Αυστραλία	1800256948	Ιταλία	800782332
Γαλλία	800902142	Ισπανία	900949784
Νορβηγία	80010023	Χιλή	56448900315
Αυστρία	800295881	Λιθουανία	880030467
Γεωργία	995706777331	Αγγλία	8009175110
Ρουμανία	40376300025	Κίνα	4001203107
Βέλγιο	80073034	Μεξικό	018006819544
Γερμανία	8001825392	Δανία	80887119
Σουηδία	20795399	Ολλανδία	8000229588
Καναδάς	18662562506		

REF:OM2193415



ΗΠΑ:

Itamar Medical Inc.

3290 Cumberland Club Drive,
Suite 100

Atlanta, Georgia 30339, USA

(ΗΠΑ)

Τηλ. 1 888 748 2627

Παγκόσμια:

Itamar Medical Ltd.

9 Halamish St., P.O.Box 3579
Caesarea Ind. Park 3088900,

Israel (Ισραήλ)

Τηλ. +972 4 617 7000

Φαξ. +972 4 6275598

Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main,

Germany (Γερμανία)